

Торс-симулятор для обучения техникам СЛР, ИВЛ, и работе с внешним

дефибриллятором



- Интубативные дыхательные пути с языком, голосовыми связями и трахеей
- Реалистичный наклон головы / подбородок и тяга
- Реалистичная грудная полость позволяет учащимся испытать правильную силу, необходимую для выполнения правильных компрессий грудной клетки
- Анатомически правильные ориентиры для правильного размещения рук
- Правильные компрессии грудной клетки
- Прикрепите настоящие подушки AED непосредственно к проводящей коже. Ударьте проводящую кожу. Удалите симулятор, используя ваш дефибриллятор, как настоящий пациент. В вашем AED будет отображаться ЭКГ тренажера. Будет отображаться ЭКГ тренажера.
- Автоматические импульсы и дыхание с реалистичным поднятием груди.
- Альтернативой энергии
- Электроника работает через сжатие грудной клетки; 30 сжатий запускают систему. Симулятор остается заряженным во время обучения и перезаряжается, пока студент практикует СЛР.
- Батареи не заменяются. Устройство хранения энергии, способное 500 000 циклов.

Для студентов:

- Режим тренера: слышимые звуковые сигналы, направленные на грудную клетку. Режим тестирования: во время теста

Для инструктора:

- Экран на ручном контроллере обеспечивает глубину сжатия и объем вентиляции в удобном для понимания формате гистограммы
- Экран подскажет инструктору, когда ученик должен сжать «быстрее» или «медленнее», «мягче или сложнее».
- Инструктор может просматривать скорость сжатия в реальном времени
- Экран сообщает энергию дефибрилляции после тренировки

Инструктор рассматривает результаты работы учащегося, включая:

- Средняя скорость сжатия в минуту
- Процентное сжатие в правильном диапазоне скоростей
- Средняя глубина сжатия

- Процент сжатия в правильном диапазоне глубины
- Процент вентиляции в правильном диапазоне объема вентиляции
- Фактическое соотношение сжатия / вентиляции (C / V)
- Продолжительность тренировки
- Время простоя
- Отчетные показатели, хранящиеся во флэш-памяти контроллера, и могут быть переданы на компьютер с использованием USB-порта контроллера.

контроль

- Откорректируйте / измените отзывы и показатели отчетности:
- Соответствующее соотношение C / V
- Высокие и низкие пределы скорости сжатия
- Высокие и низкие пределы глубины сжатия (в дюймах или сантиметрах)
- Правильный объем вентиляции
- Ручная кардиоверсия при дефибрилляции
- Программные ритмы ЭКГ; выбрать синус, фибрилляцию желудочков или асистолию. Выбранный ритм ЭКГ будет показан на вашем реальном AED.
- Активировать автоматический каротидный импульс и / или дыхание

Комплект поставки:

- Полноразмерная взрослая мужская голова и верхняя часть тела
- Ручной контроллер с 15-футовым кабелем
- Сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации