

Фантом для отработки навыков введения центрального венозного катетера под контролем УЗИ

Навыки

- катетеризация центральных вен под контролем ультразвука
- определение ориентиров при катетеризации центральной вены
- доступ к венам под контролем ультразвука
- предотвращение механических повреждений при установке катетера

Характеристики

- реалистичные условия для отработки введения центрального венозного катетера
- анатомически правильные соединения подключичных вен с правой внутренней яремной веной и верхней поллой веной
- доступ к подкрыльцовой и к внутренней яремной вене
- ультразвуковой обучающий блок позволяет отработать навык проведения пункции под контролем УЗИ
- накладка с ориентирами и прозрачный анатомический блок позволяют эффективно отработать навык катетеризации
- для лучшего понимания анатомических особенностей манекен демонстрирует расположение сердца

• Комплектация:

- модель верхней части туловища — 1 шт.
- вставка для пункции вслепую — 1 шт.
- вставка для пункции под УЗ-контролем — 1 шт.
- прозрачная вставка с анатомическими ориентирами — 1 шт.
- ультразвуковой обучающий блок — 1 шт.
- красящий порошок красного цвета — 1 шт.
- красящий порошок голубого цвета — 1 шт.
- воздушный баллон — 1 шт.
- пластиковая банка — 2 шт.
- ирригационный флакон — 1 шт.
- инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Сменные части:

- 11347-119 Набор вставок для пункции вслепую (2 шт.)
- 11347-170 Набор вставок для пункции под УЗ-контролем (2 шт.)
- 11347-210 Набор ультразвуковых обучающих блоков (2 шт.)

- 11347-240 Набор гидрогелевых вставок для постановки ЦВК (2 шт.) (из набора ККМ93С)
- 11347-250 Пульсаторное устройство для гидрогелевых пункционных вставок (из набора ККМ93С)
- 11347-260 Пульсаторное устройство (для вставок ККМ93UB)
- 11347-320 Ирригационный флакон
-