

Тренажер бронхоскопии

Описание

Тренажер (KN.LM-092) может использоваться для обучения навыкам работы как со стандартным, так и с ультратонким бронхоскопом. При работе с ультратонким бронхоскопом можно вводить бронхоскоп до конца



нижнедолевого бронха. Благодаря эластичности материала, из которого изготовлен тренажер, при введении бронхоскопа курсант получает такое же тактильное восприятие, как и при работе с реальным пациентом. Кроме того, внутренние поверхности бронхов идентичны по цвету и структуре реальным.

Тренажер для УЗ-бронхоскопии (KN.LM-099) в отличие от предыдущего подходит также для отработки навыков трансбронхиальной аспирации иглой под контролем УЗ. Визуализация УЗ изображений лимфатических узлов, расположенных в точках пункции, позволяет с высокой точностью диагностировать рак в прикорневых и медиастинальных лимфоузлах, а также выполнить пункцию целевого лимфоузла. Благодаря специальному материалу была достигнута ультратонкая структура бронхов, бронхоскоп можно ввести до бронха 5-го порядка. В комплект входит модель головы, таким образом, возможно введение бронхоскопа через ротовую полость и определение бифуркации бронхов и пищевода.