

Тренажер для перикардиоцентеза

Предназначен специально для отработки навыков перикардиоцентеза, обслуживания дренажа грудной клетки и первичного лечения грудной травмы. Тренажер имеет область напряженного пневмоторакса и область для хирургического введения функционального грудного катетера. Цвет, объем и вязкость жидкости регулируются преподавателем. Возможно использование тренажера с любым из имеющихся в продаже устройств для дренажа плевральной полости с водяным затвором. Перикардиоцентез можно выполнять слева ниже мечевидного отростка и через пятое левое межреберье. Точное положение иглы позволяет выводить жидкость из имитируемого перикарда. В набор входят емкость-мешок для жидкости, ножной насос, хирургические лоскуты кожи, подкожные хирургические прокладки, прокладки для обучения медицинских сестер, прокладки для имитации пневмоторакса, порошок для приготовления искусственной крови, загуститель – метилцеллюлоза, модель перикарда, мешок для внутривенных вливаний и жесткий ящик для переноски.

